

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Bmp4 Pour Wb Et Elisa - P12644

Numéro d'article: CM0002434

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-BMP4 validé pour WB et ELISA chez l'Homme, la Souris et le Rat. La protéine morphogénétique osseuse 4 est un membre de la superfamille TGF-beta impliqué dans le développement et l'ostéogenèse. Disponible chez CamelBio, votre partenaire unique pour les matières premières IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-BMP4 lapin
Remarques / Alias	ZYME; BMP2B; OFC11; BMP2B1; MCOP56; BMP4
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	652
ID du gène	652
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 250 et 350 de la BMP4 humaine (NP_001193.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12644
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace