

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Bmp4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12644

Numéro d'article: CM0003433

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-BMP4 validé pour Western blot, IHC (paraffine), IF/ICC et ELISA ; détecte spécifiquement le BMP4 humain, un facteur de croissance du TGF-beta essentiel au développement, à l'ostéogenèse et à l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-BMP4
Remarques / Alias	ZYME, BMP2B, OFC11, BMP2B1, MCOPS6, BMP4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	652
GeneID	652
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 309-408 du BMP4 humain (P12644).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P12644
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace