

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bmp5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P22003

Numéro d'article: CM0029203

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le BMP5 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte le BMP5 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des protéines morphogénétiques osseuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BMP5 Lapin pAb
Remarques/Alias	BMP5
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	653
ID de gène	653
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 317-454 du BMP5 humain (NP_066551.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22003
Poids de la protéine	52kDa
Expédition	Sac de glace