


Anticorps Monoclonal Anti-Bmp6 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P22004

Numéro d'article: CM0012318



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-BMP6 de haute qualité validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le développement osseux, le métabolisme du fer et la signalisation TGF-bêta.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	BMP6 Lapin mAb
Remarques/Alias	IO; VGR; VGR1; BMP6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	654
GeneID	654
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22004
Poids Protéique	57kDa
Expédition	Sac de glace