


Anticorps Polyclonal Anti-Bmp6 Pour If/Icc Et Elisa - P22004

Numéro d'article: CM0018568



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le BMP6 humain, validé pour immunofluorescence (IF/ICC) et ELISA. Réagit avec le BMP6 humain et de souris (57 kDa). Idéal pour les études sur le développement osseux et le métabolisme du fer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	BMP6 Lapin pAb
Remarques/Alias	IO; VGR; VGR1; BMP6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	654
GeneID	654
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 375-513 du BMP6 humain (NP_001709.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P22004
Poids Protéique	57kDa
Expédition	Sac de glace