


## Anticorps Polyclonal Anti-Bmp6 Pour Wb Et Elisa - P22004

Numéro d'article: CM0025938



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la BMP6 humaine, validé pour Western blot et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le développement osseux, le métabolisme du fer et la signalisation TGF-beta.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | BMP6 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Remarques / Alias    | IO; VGR; VGR1; BMP6                                                                                                             |
| Espèce               | Humain                                                                                                                          |
| GeneID (Humain)      | 654                                                                                                                             |
| GeneID               | 654                                                                                                                             |
| Immunogène           | Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 375 et 513 de la BMP6 humaine (NP_001709.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                                           |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                           |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                             |
| SWISS                | P22004                                                                                                                          |
| Poids de la protéine | 57kDa                                                                                                                           |
| Expédition           | Sachet de glace                                                                                                                 |