


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bmp7 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P18075

Numéro d'article: CM0017104



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre BMP7, validé pour WB, IHC-P et ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Convient à l'étude de la signalisation TGF-bêta, du développement et de l'ostéogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BMP7 Rabbit pAb
Remarques/Alias	OP-1; BMP7
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	655
GeneID	655
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 70-251 de BMP7 (NP_001710.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P18075
Poids moléculaire	49 kDa
Expédition	Sac réfrigérant