

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bmpr1A Pour Wb, Elisa - P36894

Numéro d'article: CM0022602



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre BMPR1A (ALK3/CD292) pour applications WB et ELISA, réactif chez l'homme, la souris et le rat. Utile pour l'étude de la signalisation des récepteurs BMP, du développement squelettique et des voies des protéines morphogénétiques osseuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BMPR1A Rabbit pAb
Remarques / Alias	ALK3; SKR5; ALK-3; CD292; ACVRLK3; BMPR-1A; 10q23del; BMPR1A
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	657
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-200 de la protéine BMPR1A humaine (NP_004320.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P36894
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace