


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bmpr1B Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00238

Numéro d'article: CM0023181



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre BMPR1B, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'homme, la souris, le rat. Idéal pour les études sur la signalisation des protéines morphogénétiques osseuses et la différenciation des chondrocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BMPR1B Rabbit pAb
Remarques / Alias	ALK6, AMD3, AMDD, BDA2, ALK-6, BDA1D, CDw293, BMPR1B
Espèce	Humain
Identifiant de gène	658
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-126 de la BMPR1B humaine (NP_001194.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00238
Poids de la protéine	57kDa
Expédition	Sac de glace