

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bmpr2 - Q13873

Numéro d'article: CM0021602



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-BMPR2 de haute qualité pour un usage de recherche. Validé en WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconnaît le récepteur de type II BMP humain, souris, rat (BMPR-II). Immunogène recombinant (aa27-150).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BMPR2 Lapin pAb
Remarques/Alias	BMR2; PPH1; BMPR3; BRK-3; POVD1; T-ALK; BMPR-II; BMPR2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	659
GeneID	659
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-150 de BMPR2 humain (NP_001195.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13873
Poids de la protéine	115kDa
Expédition	Sac de glace