

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bms1 Pour Wb, Elisa - Q14692

Numéro d'article: CM0016441



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine BMS1 (homologue de la protéine de biogenèse des ribosomes BMS1). Convient pour le Western blot et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Détecte une protéine de 146 kDa ; idéal pour les études nucléolaires et d'assemblage des ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BMS1 pAb de Lapin
Remarques/Alias	ACC ; BMS1L ; BMS1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9790
GeneID	9790
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 600-900 de la BMS1 humaine (NP_055568.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14692
Poids Moléculaire Protéique	146 kDa
Expédition	Sac de glace