


Anticorps Polyclonal Anti-Bmx Pour Wb, Elisa - P51813

Numéro d'article: CM0025857



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre BMX (ETK, PSCTK2, PSCTK3), validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Utile pour étudier la transduction du signal, l'angiogenèse et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-BMX
Remarques/Alias	ETK ; PSCTK2 ; PSCTK3 ; BMX
Espèce	Humain
GeneID (humain)	660
GeneID	660
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 de BMX humain (NP_001712.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P51813
Poids protéique	78 kDa
Expédition	Sac de glace