

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Bnip1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q12981

Numéro d'article: CM0012748

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le BNIP1 humain (SEC20) pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le stress du RE, l'apoptose et l'autophagie mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du Produit	BNIP1 Lapin mAb
Remarques/Alias	NIP1; SEC20; TRG-8; BNIP1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	662
GenelD	662
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 du BNIP1 humain (Q12981)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q12981
Poids Protéique	26kDa
Expédition	Sac de glace