

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bnip1 Pour Wb Et Elisa - Q12981

Numéro d'article: CM0028522

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine BNIP1 (SEC20/NIP1). Adapté aux applications Western blot (WB) et ELISA, avec réactivité croisée contre la souris et le rat. Il soutient la recherche sur la fusion membranaire du réticulum endoplasmique, l'apoptose et l'autophagie mitochondriale.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | BNIP1 Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Remarques / Alias    | NIP1; SEC20; TRG-8; BNIP1                                                                                                         |
| Espèce               | Humain                                                                                                                            |
| GeneID (humain)      | 662                                                                                                                               |
| GeneID               | 662                                                                                                                               |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 200 de la BNIP1 humaine (NP_001196.2). |
| Source               | Lapin                                                                                                                             |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                             |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                               |
| SWISS                | Q12981                                                                                                                            |
| Poids de la protéine | 26 kDa                                                                                                                            |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                      |