

Anticorps Polyclonal Anti-Bnip2 Pour Wb & Elisa - Q12982

Numéro d'article: CM0024784

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine BNIP2, une protéine interagissant avec BCL-2/E1B 19 kDa impliquée dans la suppression de l'apoptose. Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA, avec une réactivité croisée pour l'humain et la souris. Poids moléculaire prédit : 36 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin BNIP2
Remarques/Alias	NIP2; BNIP-2; BNIP2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	663
ID du gène	663
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 125-280 de la protéine humaine BNIP2 (NP_004321.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q12982
Poids protéique	36kDa
Expédition	Sac de glace