


Anticorps Polyclonal Anti-Bnip3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q12983

Numéro d'article: CM0030765



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la BNIP3 humaine, validé pour les applications WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Adapté pour les études sur l'apoptose, l'autophagie et le contrôle qualitatif mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BNIP3 pAb de lapin
Remarques / Alias	NIP3; HABON; BNIP3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	664
GeneID	664
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-120 de la BNIP3 humaine (NP_004043.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12983
Poids protéique	22 kDa
Expédition	Sachet de glace