

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bnip3 Pour If/Icc Et Elisa - Q12983

Numéro d'article: CM0015112



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le BNIP3 humain, validé pour IF/ICC et ELISA. Idéal pour étudier l'apoptose, le contrôle de la qualité mitochondriale et les interactions hôte-virus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	BNIP3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	NIP3 ; HABON ; BNIP3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	664
GeneID	664
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-140 du BNIP3 humain (NP_004043.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q12983
Poids Moléculaire Protéique	22 kDa
Expédition	Sac de glace