

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bnip3L Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60238

Numéro d'article: CM0028346

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine BNIP3L (NIX). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte BNIP3L dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour les études sur l'apoptose et le contrôle qualité mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BNIP3L Rabbit pAb
Remarques/Alias	NIX; BNIP3a; BNIP3L
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	665
GeneID	665
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 95-180 de la BNIP3L humaine (NP_004322.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60238
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace