

Anticorps Polyclonal Anti-Bnp Pour Wb, If, Ihc, Elisa - P16860

Numéro d'article: CM0020551



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-BNP détecte l'hormone cardiaque BNP dans des échantillons humains, de souris et de rat. Validé pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P et ELISA. Idéal pour la recherche cardiovasculaire et rénale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BNP Rabbit pAb
Remarques / Alias	BNP ; Iso-ANP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4879
GeneID	4879
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16860
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace