

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Bnp Pour Wb, Elisa - P16860

Numéro d'article: CM0007460



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le BNP humain (Iso-ANP), validé pour les applications WB et ELISA. Réagit de façon croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche cardiovasculaire et sur les peptides natriurétiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-BNP
Remarques/Alias	BNP ; Iso-ANP
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4879
Identifiant du gène	4879
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 35-134 du BNP humain (NP_002512.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16860
Poids moléculaire de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace