

Anticorps Monoclonal Anti-Bob1 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q16633

Numéro d'article: CM0010519



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant BOB1 humain (POU2AF1), validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études sur la régulation de la transcription des cellules B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BOB1 Lapin mAb
Remarques/Alias	BOB1; OBF1; OCAB; OBF-1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5450
ID de gène	5450
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 150-250 de BOB1 humain (NP_006226.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16633
Poids de la protéine	27kDa
Expédition	Sac de glace