


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Bok Pour Wb Et Elisa - Q9Umx3

Numéro d'article: CM0006990



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute spécificité ciblant le BOK humain (protéine tueuse ovarienne liée à Bcl-2). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée sur l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'apoptose et la voie mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	BOK mAb Lapin
Remarques/Alias	BOKL; BCL2L9; BOK
Espèce	Humain
GenelD (humain)	666
GenelD	666
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UMX3
Poids Protéique	23kDa
Expédition	Sac de glace