


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bok Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Umx3

Numéro d'article: CM0020643



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le BOK humain (BCL2L9). Applicable en WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Soutient la recherche sur l'apoptose et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-BOK
Remarques/Alias	BOKL; BCL2L9; BOK
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	666
ID du gène	666
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 du BOK humain (NP_115904.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UMX3
Poids protéique	23 kDa
Expédition	Sac de glace