


Anticorps Polyclonal Anti-Bola3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q53S33

Numéro d'article: CM0024332



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'humain BOLA3, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études d'assemblage des clusters Fe-S mitochondriaux et le développement d'essais IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin BOLA3
Remarques/Alias	MMDS2 ; BOLA3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	388962
GeneID	388962
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-68 de l'humain BOLA3 (NP_997717.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q53S33
Poids protéique	12 kDa
Expédition	Sac de glace