

Anticorps Polyclonal Anti-Boll Pour Wb, Elisa - Q8N9W6

Numéro d'article: CM0027803

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre BOLL humain (BOULE), validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte BOLL dans des échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour la recherche sur la spermatogenèse et les protéines de liaison à l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	BOLL Lapin pAb
Remarques/Alias	BOULE; BOLL
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	66037
ID de gène	66037
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-283 de BOLL humain (NP_149019.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N9W6
Poids moléculaire	31kDa
Expédition	Sac de glace