

## Anticorps Monoclonal Anti-Boule/Boll Pour Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q8N9W6

Numéro d'article: CM0012261

### Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre la protéine humaine BOLL (BOULE), validé pour WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la spermatogenèse et la fertilité.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | BOULE/BOLL Lapin mAb                                                                                                                               |
| Remarques/Alias    | BOULE                                                                                                                                              |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                             |
| GeneID (humain)    | 66037                                                                                                                                              |
| GeneID             | 66037                                                                                                                                              |
| Immunogène         | Protéine recombinante   Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 de BOLL humain (NP_932074.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                              |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                                                                                                                              |
| Application        | WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                         |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                |
| SWISS              | Q8N9W6                                                                                                                                             |
| Poids Moléculaire  | 31kDa                                                                                                                                              |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                       |