


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bpgm Pour Wb, If/Icc, Elisa - P07738

Numéro d'article: CM0029751



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la BPGM humaine (bisphosphoglycérate mutase). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la régulation de l'affinité pour l'oxygène et des troubles érythrocytaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	BPGM Rabbit pAb
Remarques/Alias	DPGM ; ECYT8 ; BPGM
Espèce	Humain
GeneID (humain)	669
GeneID	669
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-259 de la BPGM humaine (NP_001715.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07738
Poids de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace