


Anticorps Polyclonal Lapin Anti-Bpi Pour Wb, Elisa - P17213

Numéro d'article: CM0029472



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine bactéricide augmentant la perméabilité (BPI). Validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée et les bactéries à Gram négatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb Lapin BPI
Remarques/Alias	rBPI ; BPIFD1 ; BPI
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	671
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 248-487 de la BPI humaine (NP_001716.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P17213
Poids Moléculaire Protéique	54kDa
Expédition	Sac de glace