


Anticorps Polyclonal Anti-Bpifa1 Pour Wb, Elisa - Q9Np55

Numéro d'article: CM0029009



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la BPIFA1 humaine (SPLUNC1), validé pour WB et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Adapté pour l'étude de l'immunité innée, de la biologie des voies aériennes et des rôles antimicrobiens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BPIFA1 pAb de lapin
Remarques / Alias	LUNX, NASG, PLUNC, SPURT, SPLUNC1, bA49G10.5, BPIFA1
Espèce	Humain
Identifiant de gène	51297
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-256 de la BPIFA1 humaine (NP_057667.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9NP55
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace