

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bpifb2 Pour Wb, Elisa - Q8N4F0

Numéro d'article: CM0013244

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant BPIFB2 humain (RYSR/BPIL1/LPLUNC2) pour Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Glycoprotéine sécrétée fortement exprimée dans les amygdales, adaptée aux recherches sur l'immunité innée et la biologie épithéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BPIFB2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RYSR; BPIL1; LPLUNC2; C20orf184; dj726C3.2; BPIFB2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	80341
ID du gène	80341
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-340 de BPIFB2 humain (NP_079503.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q8N4F0
Poids de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace