

Anticorps Polyclonal Anti-Brachyury Pour Wb, If/Icc, Elisa - O15178

Numéro d'article: CM0022783



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Brachyury de haute qualité de CamelBio, validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'homme et le rat. Outil essentiel pour l'étude de la formation du mésoderme et de la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Brachyury Rabbit pAb
Remarques / Alias	T; TFT; SAVA; Brachyury
Espèce	Humaine
GeneID	6862
Immunogène	Protéine de fusion recombinante de Brachyury contenant une séquence correspondant aux acides aminés 226-435 de la Brachyury humaine (NP_003172.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	O15178
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sachet de glace