

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Brachyury Pour Wb, If/Icc, Elisa - O15178

Numéro d'article: CM0008102



Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant ciblant le Brachyury humain (facteur de transcription T-box T), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur la différenciation mésodermique et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Brachyury Lapin mAb
Remarques/Alias	T; TFT; SAVA; Brachyury
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	6862
ID de Gène	6862
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 266-435 du Brachyury humain (O15178)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15178
Poids Protéique	47kDa
Expédition	Sac de glace