

Anticorps Monoclonal Anti-Braf V600E Pour Wb - P15056

Numéro d'article: CM0007013



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin hautement spécifique ciblant BRAF V600E (84 kDa). Compatible avec WB, IF/ICC et ELISA ; réactif chez l'humain. Idéal pour la recherche en oncologie et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-BRAF V600E
Remarques/alias	NS7 ; B-raf ; BRAF1 ; RAFB1 ; B-RAF1 ; BRAF-1 ; BRAF V600E
Espèce	Humain
GeneID (humain)	673
GeneID	673
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15056
Poids moléculaire de la protéine	84 kDa
Expédition	Sac réfrigérant