

## Anticorps Polyclonal Anti-Brp (Imp/Brp2/Rnf52) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q7Z569

Numéro d'article: CM0023808

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine BRAP humaine (protéine associée à BRCA1, IMP, BRAP2, RNF52). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté pour la recherche sur la signalisation Ras, l'ubiquitination et le transport nucléaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                                                                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | BRAP Rabbit pAb                                                                                                                                          |
| Remarques / Alias            | IMP; BRAP2; RNF52; BRAP                                                                                                                                  |
| Espèce                       | Humaine                                                                                                                                                  |
| Identifiant de gène (Humain) | 8315                                                                                                                                                     |
| Identifiant de gène          | 8315                                                                                                                                                     |
| Immunogène                   | Protéine recombinante - Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 200 de la BRAP humaine (NP_006759.3). |
| Source                       | Lapin                                                                                                                                                    |
| Catégorie                    | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                    |
| Application                  | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                         |
| Réactivité croisée           | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                      |
| SWISS                        | Q7Z569                                                                                                                                                   |
| Poids de la protéine         | 67kDa                                                                                                                                                    |
| Expédition                   | Sac de glace                                                                                                                                             |