

Anticorps Polyclonal Anti-Brca1 Pour Wb Et Elisa - P38398

Numéro d'article: CM0014185



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre BRCA1 humain, validé pour la WB et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines et murines. Immunogène : peptide synthétique situé dans la région des acides aminés 100 à 200. Pour l'étude de la réparation de l'ADN et de la suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BRCA1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	IRIS ; PSCP ; BRCAI ; BRCC1 ; FANCS ; PNCA4 ; RNF53 ; BROVCA1 ; PPP1R53 ; BRCA1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	672
GeneID	672
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de BRCA1 humain (NP_009225.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	P38398
Poids moléculaire de la protéine	208 kDa
Expédition	Sac de glace