

Anticorps Polyclonal Anti-Brca1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P38398

Numéro d'article: CM0013583



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la BRCA1 humaine pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Reconnaît la BRCA1 humaine ; ~208 kDa. Convient pour les applications de recherche sur la réparation des dommages à l'ADN et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BRCA1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	IRIS ; PSCP ; BRCAI ; BRCC1 ; FANCS ; PNCA4 ; RNF53 ; BROVCA1 ; PPP1R53 ; BRCA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	672
GeneID	672
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P38398
Poids protéique	208 kDa
Expédition	Sac de glace