

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Brca2 Pour Wb - P51587

Numéro d'article: CM0019862



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le BRCA2 humain (UniProt P51587). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la réparation des dommages à l'ADN, la biologie du cancer et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BRCA2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	FAD; FACD; FAD1; GLM3; BRCC2; FANCD; PNCA2; FANCD1; XRCC11; BROVCA2; BRCA2
Espèce	Humain
Identifiant du gène	675 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1400-1600 de BRCA2 (NP_000050.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51587
Poids protéique	384 kDa
Expédition	Sac de glace