

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Brcc2/Blid Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Izy5

Numéro d'article: CM0026149

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-BRCC2/BLID adapté pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Pour les études sur l'apoptose et la mort cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BRCC2/BLID Rabbit pAb
Remarques / Alias	BRCC2; BRCC2/BLID
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	414899
Identifiant du gène	414899
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 108 de BRCC2/BLID humain (NP_001001786.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IZY5
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac de glace