


Anticorps Monoclonal Anti-Brd2 Pour Wb, Elisa - P25440

Numéro d'article: CM0005322



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine BRD2 humaine (protéine contenant un bromodomaine 2), validé pour le Western blot et l'ELISA. Produit contre les résidus 1-345, il détecte le lecteur de chromatine d'environ 88 kDa impliqué dans la régulation génique et l'architecture de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anti-BRD2 mAb de lapin [validé par KD]
Remarques / Alias	FSH; NAT; RNF3; FSRG1; RING3; FSHRG1; D6S113E; O27.1.1; BRD2-IT1; BRD2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6046
GeneID	6046
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-345 de la protéine BRD2 humaine (NP_005095.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P25440
Poids de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac isotherme