


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Brd2 Pour Wb, Elisa - P25440

Numéro d'article: CM0022829



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le BRD2 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Reconnaît la protéine contenant un bromodomaine 2, un lecteur de chromatine impliqué dans la régulation transcriptionnelle et la compartimentation du génome. Convient pour la biologie de la chromatine et la recherche épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	BRD2 pAb de Lapin
Remarques/Alias	FSH; NAT; RNF3; FSRG1; RING3; FSHRG1; D6S113E; O27.1.1; BRD2-IT1; BRD2
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	6046
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 du BRD2 humain (NP_005095.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P25440
Poids Moléculaire de la Protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace