


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Brd4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O60885

Numéro d'article: CM0003776



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-BRD4 de haute qualité validé pour WB, IHC-P et ELISA. Reconnaît le BRD4 humain, une lectrice d'histone acétylée cruciale pour la mémoire épigénétique et la régulation de la transcription. Idéal pour la recherche sur le cancer et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BRD4 Lapin mAb
Remarques/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; BRD4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	23476
GeneID	23476
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 du BRD4 humain (O60885).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O60885
Poids moléculaire	152kDa
Expédition	Sac de glace