


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Brd9 Pour Wb, Elisa - Q9H8M2

Numéro d'article: CM0006389



Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant ciblant la protéine BRD9 humaine. Adapté pour les applications Western blot et ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. La cible est un lecteur de chromatine impliqué dans la régulation de la transcription et la recombinaison homologue.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BRD9 Rabbit mAb
Remarques / Alias	PRO9856; SMARCI2; LAVS3040; BRD9
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	65980
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 274-597 de la protéine BRD9 humaine (NP_076413.3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H8M2
Poids de la protéine	67 kDa
Expédition	Sachet de glace