


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Brf2 Pour Wb Et Elisa - Q9Haw0

Numéro d'article: CM0026306



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le BRF2 humain. Validé pour WB et ELISA, reconnaît une bande à 47 kDa dans des échantillons humains, murins et de rat. Convient pour la recherche sur la transcription et le stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BRF2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BRFU ; TFIIIB50 ; BRF2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	55290
GeneID	55290
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 180-419 du BRF2 humain (NP_060780.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HAW0
Poids moléculaire de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace