

Anticorps Monoclonal Anti-Brg1/Smarca4 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P51532

Numéro d'article: CM0003899



Introduction

Anticorps monoclonal ciblant le BRG1/SMARCA4 humain (SWISS : P51532), validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études de remodelage de la chromatine et de régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM Lapin BRG1/SMARCA4
Remarques/Alias	BRG1 ; CSS4 ; SNF2 ; SWI2 ; MRD16 ; RTP52 ; BAF190 ; SNF2L4 ; SNF2LB ; hSNF2b ; BAF190A ; SNF2-beta ; BRG1/SMARCA4
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6597
Identifiant du gène	6597
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 du BRG1/SMARCA4 humain (P51532)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51532
Poids moléculaire protéique	185 kDa
Expédition	Sac de glace