

Anticorps Polyclonal Anti-Brg1/Smarca4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P51532

Numéro d'article: CM0014190



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre BRG1/SMARCA4 humain (P51532). Validé pour western blot, immunofluorescence/immunocytochimie et ELISA. Facteur de remodelage de la chromatine impliqué dans la régulation génique et la TEM.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	[Validé KO] Anti-BRG1/SMARCA4 pAb de lapin
Remarques/Alias	BRG1; CSS4; SNF2; SWI2; MRD16; RTPS2; BAF190; SNF2L4; SNF2LB; hSNF2b; BAF190A; SNF2-beta; A4
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6597
Identifiant du gène	6597
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P51532
Poids protéique	185 kDa
Expédition	Sac de glace