

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Brinp3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q76B58

Numéro d'article: CM0021264

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant BRINP3 (FAM5C). Pour applications WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Reconnaît une protéine de 88 kDa impliquée dans l'inhibition de la prolifération neuronale et la tumorigénèse hypophysaire. UniProt Q76B58.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Anti-BRINP3
Remarques/Alias	FAM5C; DBCCR1L; DBCCR1L1; BRINP3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	339479
GeneID	339479
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q76B58
Poids Moléculaire Protéique	88 kDa
Expédition	Sac de glace