

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Brip1 Pour Wb Et Elisa - Q9Bx63

Numéro d'article: CM0027587



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le BRIP1 humain (FANCJ). Validé pour le Western blot et l'ELISA. Utile pour l'étude de la réparation de l'ADN, de la voie de l'anémie de Fanconi et de la stabilité chromosomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BRIP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	OF ; BACH1 ; FANCJ ; BRIP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	83990
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 du BRIP1 humain (NP_114432.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9BX63
Poids protéique	141 kDa
Expédition	Sac de glace