


Anticorps Polyclonal Anti-Brix1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tdn6

Numéro d'article: CM0013019



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la protéine BRIX1 humaine, validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la biogenèse des ribosomes et la fonction nucléolaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BRIX1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BRIX; BXDC2; BRIX1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	55299
Identifiant de gène	55299
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-353 de la BRIX1 humaine (NP_060791.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TDN6
Poids moléculaire de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac isothermique avec glace