

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Brk1 Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wuw1

Numéro d'article: CM0020634



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine BRK1 humaine (protéine BRICK1, HSPC300). Validé pour IHC-P, IF/ICC et ELISA avec réactivité croisée chez l'homme et la souris. Idéal pour l'étude de la régulation de l'actine médiée par le complexe WAVE et des voies de trafic endocyttaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BRK1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MDS027; hHBrk1; C3orf10; HSPC300; BRK1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	55845
Identifiant de gène	55845
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 75 de la protéine BRK1 humaine (NP_060932.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8WUW1
Poids de la protéine	9 kDa
Expédition	Sac de glace