


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Brms1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hcu9

Numéro d'article: CM0003271



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant BRMS1 humain pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose, la suppression des métastases et la signalisation du NF-kB.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BRMS1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	BRMS1; suppresseur de métastase du cancer du sein 1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	25855
ID du gène	25855
Immunogène	Peptide synthétique (un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de BRMS1 humain (Q9HCU9))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HCU9
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac isothermique